



## Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny - Heratherm IMC18

thermo**scientific**

Niewielki, funkcjonalny inkubator mikrobiologiczny. Łatwa, intuicyjna obsługa. Oświetlenie wewnętrzne oraz przeszklone drzwiczki ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora. Idealny do pracy z niewielkimi próbkami, szczególnie w małych laboratoriach. Posiada wyświetlacz LED. Ze sterowaniem mikroprocesorowym. Posiada wymuszony obieg powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-0166	Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny Heratherm IMC18
	L-0167	Dodatkowa półka do inkubatora Heratherm IMC18 - wym. 180 x 290 mm

### Opis

Niewielki, funkcjonalny inkubator mikrobiologiczny. Łatwa, intuicyjna obsługa. Oświetlenie wewnętrzne oraz przeszklone drzwiczki ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora. Idealny do pracy z niewielkimi próbkami, szczególnie w małych laboratoriach. Posiada wyświetlacz LED. Ze sterowaniem mikroprocesorowym. Posiada wymuszony obieg powietrza.

**Dane techniczne:**

**Objętość:** 18 l.

**Wymiary zewnętrzne:** 41,5 x 26 x 47 cm.

**Wymiary wewnętrzne:** 31 x 18 x 29 cm.

**Waga:** 7,2 kg.

**Stabilność temperaturowa:** ±0,2°C.

**Zakres temperatury:** 17° do 40°C.

**Zasilanie:** 100-240V 50/60Hz.

**Posiada znak CE.**

W zestawie L-0166 dostarczane są 2 półki. W inkubatorze IMC18 można zamontować maksymalnie 3 półki.