




## Zestaw do wyrównywania ciśnienia - GL 14



Zestaw do wyrównywania ciśnienia do zakrętek Duran z PP z portami GL 14 (G-0260, G-0261), składający się z zakrętki z PBT z gwintem GL 14 oraz filtra strzykawkowego o śr. porów 0,2 µm. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Szt./Op.
	G-0275	Zestaw do wyrównywania ciśnienia	GL14	1 szt.

### Opis

Zestaw do wyrównywania ciśnienia składający się z czerwonej zakrętki z PBT z gwintem GL 14 i oliwką, która połączona jest z filtrem strzykawkowym. Autoklawowalny. Filtr strzykawkowy ma średnicę 25 mm. Membrana wykonana jest z PTFE. Średnica porów wynosi 0,2 µm. Zestaw dedykowany jest do wyrównywania ciśnienia bez zanieczyszczenia wnętrza układu (lub z zachowaniem sterylności układu). Stosuje się go do zakrętek Duran z PP z portami GL 14 ([G-0260-G-0261](#)).

Zapassowe filtry strzykawkowe do systemu połączeń Duran (G-0271) są dostępne do kupienia osobno.