




**Wytrząsarka MTS 2/4 digital**



Nowoczesne urządzenie zaprojektowane do wytrząsania 2 lub 4 płytek mikrotitracyjnych, bardzo dokładne w niskich zakresach obrotów, z elektroniczną kontrolą prędkości, z cyfrowym zegarem oraz alarmem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1669	Wytrząsarka MTS 2/4 digital	0003208000

**Opis**

Nowoczesne urządzenie zaprojektowane do wytrząsania 2 lub 4 płytek mikrotitracyjnych, bardzo dokładne w niskich zakresach obrotów, z elektroniczną kontrolą prędkości, z cyfrowym zegarem oraz alarmem.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
<b>Ruch</b>	kołowy
<b>Amplituda</b>	3 mm
<b>Moc silnika (in/out)</b>	35/13,2 W
<b>Zasilanie</b>	230 V/50-60 Hz
<b>Dopuszczalny czas pracy</b>	ciągły
<b>Zakres prędkości</b>	0-1100 obr./min.

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Prędkość minimalna</b>	50 obr./min.
<b>Wyłącznik czasowy</b>	1-99 min.
<b>Wyświetlacz czasu</b>	cyfrowy
<b>Wymiary</b>	185 x 320 x 105 mm
<b>Ciężar</b>	2700 g
<b>Dopuszczalna temperatura</b>	5-40°C
<b>Dopuszczalna wilgotność</b>	80%
<b>Interfejs</b>	RS 232