



## Kwadratowe puszki do pipet, ze stali szlachetnej

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Puszki do pipet wyposażone w nakładaną pokrywkę. Spody i pokrywki pokryte silikonową warstwą odporną na działanie wysokich temperatur (ok. 175°C). Możliwość układania piętrowego.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa  | Dł. całk. | Wymiary (szer. x wys.) |
|---|---------|--|-----------|------------------------|
|    | 2-2140  | Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet | 300 mm    | 65 x 65 mm             |
|    | 2-2144  | Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet | 300 mm    | 80 x 80 mm             |
|  | 2-2141  | Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet | 380 mm    | 65 x 65 mm             |
|  | 2-2142  | Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet | 420 mm    | 65 x 65 mm             |
|  | 2-2143  | Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet | 450 mm    | 65 x 65 mm             |

### Opis

Puszki do pipet wyposażone w nakładaną pokrywkę. Spody i pokrywki pokryte silikonową warstwą odporną na działanie wysokich temperatur (ok. 175°C). Możliwość układania piętrowego.