







## Kwadratowe puszki do pipet, ze stali szlachetnej

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Puszki do pipet wyposażone w nakładaną pokrywkę. Spody i pokrywki pokryte silikonową warstwą odporną na działanie wysokich temperatur (ok. 175°C). Możliwość układania piętrowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. całk.	Wymiary (szer. x wys.)
	2-2140	Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet	300 mm	65 x 65 mm
	2-2144	Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet	300 mm	80 x 80 mm
	2-2141	Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet	380 mm	65 x 65 mm
	2-2142	Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet	420 mm	65 x 65 mm
	2-2143	Kwadratowa puszka ze stali szlachetnej do sterylizacji pipet	450 mm	65 x 65 mm

### Opis

Puszki do pipet wyposażone w nakładaną pokrywkę. Spody i pokrywki pokryte silikonową warstwą odporną na działanie wysokich temperatur (ok. 175°C). Możliwość układania piętrowego.