



Uchwyty do kolby Erlenmeyera



Uchwyty do kolby Erlenmeyera przeznaczone do wytrząsarek marki IKA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1699	AS 2.1 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 25 ml	0001234300
	K-1700	AS 2.2 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 50 ml	0001234400
	K-1701	AS 2.3 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 100 ml	0001234500
	K-1702	AS 2.4 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 250 ml	0001234600
	K-1703	AS 2.5 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 500 ml	0001234700

Opis

Uchwyty do kolby Erlenmeyera przeznaczone do wytrząsarek marki IKA.