




Papierki do oznaczeń ilościowych - Chlor



Paski wskaźnikowe Macherey-Nagel do ilościowego oznaczania chloru. W obecności Cl_2 paski wskaźnikowe zmieniają barwę z białej na niebieskofioletową. Paski te są szczególnie polecane do wykrywania chloru w roztworach dezynfekcyjnych stosowanych np. w przemyśle spożywczym czy w przemysłowej hodowli zwierząt. Opakowanie zawiera rolkę o dł. 5 m długości i szerokości 10 mm szerokości.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Zmiana barwy | Rodzaj pak. | Dł. rolki |
|---|---------|---|----------------------------|-------------|-----------|
|  | M-3602 | Paski do specjalnych zastosowań - Chlor | biały - niebieskofioletowy | rolka | 5 m |

Opis

Papierki wskaźnikowe Macherey-Nagel dedykowane do ilościowego oznaczania chloru. W wyniku reakcji barwnej paski wskaźnikowe zmieniają kolor z białego na niebieskofioletowy. Stopniowanie skali: 10 - 50 - 100 - 200 mg/l Cl_2 . Papierki do oznaczeń ilościowych chloru znajdują zastosowanie, np. do wykrywania chloru w roztworach dezynfekcyjnych. Opakowanie zawiera rolkę o dł. 5 m długości i szerokości 10 mm szerokości.