



## Rękawy do sterylizacji Steriking



Foliowo-papierowe, płaskie rękawy do sterylizacji. Wykonane z papieru medycznego (gramatura: 70 g/m<sup>2</sup>) połączonego z wielowarstwowym laminatem PET/PP. Umożliwiają sterylizację narzędzi o nietypowych wymiarach – użytkownik reguluje długość pakietu odcinając potrzebny fragment rękawa z rolki, a następnie zgrzewając odcięty fragment z obu stron. Zgodne z wymogami norm: ISO 11607-1:2006, ISO 11607-2:2006, EN 868-5:2009. Wyposażone we wskaźniki kontroli sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. Posiadają znak CE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość
	B-0430	Rękaw do sterylizacji Steriking	50 mm	200 m
	B-0431	Rękaw do sterylizacji Steriking	100 mm	200 m
	B-0432	Rękaw do sterylizacji Steriking	150 mm	200 m
	B-0433	Rękaw do sterylizacji Steriking	200 mm	200 m
	B-0434	Rękaw do sterylizacji Steriking	250 mm	200 m
	B-0435	Rękaw do sterylizacji Steriking	300 mm	200 m
	B-0436	Rękaw do sterylizacji Steriking	350 mm	200 m
	B-0437	Rękaw do sterylizacji Steriking	400 mm	200 m

### Opis

Foliowo-papierowe, płaskie rękawy do sterylizacji. Wykonane z papieru medycznego (gramatura: 70 g/m<sup>2</sup>) połączonego z wielowarstwowym laminatem PET/PP. Umożliwiają sterylizację narzędzi o nietypowych wymiarach – użytkownik reguluje długość pakietu odcinając potrzebny fragment rękawa z rolki, a następnie zgrzewając odcięty fragment z obu stron. Zgodne z wymogami norm: ISO 11607-1:2006, ISO 11607-2:2006, EN 868-5:2009. Wyposażone we wskaźniki kontroli sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. Posiadają znak CE.

**Temperatura zgrzewania pakietu rekomendowana przez producenta: 155 do 180°C.**