



Taśma do kontroli sterylizacji

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej. Dostarczana na rolce o długości 12,7 m. Taśma daje się łatwo usunąć i nie pozostawia śladów. W temperaturze 121°C po 15 min. pojawia się napis AUTOCLAVED, który sygnalizuje ostateczny wynik sterylizacji.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Szerokość | Temperatura sterylizacji | Rodzaj sterylizacji |
|---|---------|--------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
|  | 2-7012 | Taśma do kontroli sterylizacji | 13 mm | 121°C | para wodna |
|  | 2-7013 | Taśma do kontroli sterylizacji | 19 mm | 121°C | para wodna |
|  | 2-7014 | Taśma do kontroli sterylizacji | 25 mm | 121°C | para wodna |

Opis

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej. Dostarczana na rolce o długości 12,7 m. Taśma daje się łatwo usunąć i nie pozostawia śladów. W temperaturze 121°C po 15 min. pojawia się napis AUTOCLAVED, który sygnalizuje ostateczny wynik sterylizacji.