

## Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®



interscience

Kulki zapachowe neutralizują nieprzyjemny zapach towarzyszący procesowi sterylizacji. Umieszczone na dnie autoklawu uwalniają podczas sterylizacji odpowiedni zapach (miętowo-eukaliptusowy, jabłkowy, cytrynowy itd.) Pozostawiają wrażenie higienicznej czystości. Mogą być stosowane w różnego rodzaju autoklawach o pojemności do 200 l. Opakowanie zawiera 100 kulek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zapach	Szt./Op.
	K-1120	Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®	miętowo-eukaliptusowy	100 szt.
	K-1121	Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®	jabłkowy	100 szt.
	K-1122	Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®	cytrynowy	100 szt.
	K-1123	Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®	kwiatowy	100 szt.
	K-1124	Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®	brzoskwinowy	100 szt.
	K-1125	Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®	jagodowy	100 szt.

### Opis

Kulki zapachowe neutralizują nieprzyjemny zapach towarzyszący procesowi sterylizacji. Umieszczone na dnie autoklawu uwalniają podczas sterylizacji odpowiedni zapach (miętowo-eukaliptusowy, jabłkowy, cytrynowy itd.) Pozostawiają wrażenie higienicznej czystości. Mogą być stosowane w różnego rodzaju autoklawach o pojemności do 200 l. Opakowanie zawiera 100 kulek.

[Więcej informacji – kliknij.](#)