





## Palnik Bunsena Labogaz 206



Niewielki i poręczny palnik Bunsena. Łatwe zakładanie i wymiana naboju gazowych. Idealny do stosowania zarówno w laboratoriach jak i szkołach. Temperatura płomienia ok. 1100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-0298	Palnik Bunsena Labogaz 206
	L-0299	Podstawa z tworzywa sztucznego do palnika Bunsena Labogaz 206

### Opis

Niewielki i poręczny palnik Bunsena. Łatwe zakładanie i wymiana naboju gazowych. Idealny do stosowania zarówno w laboratoriach jak i szkołach. Temperatura płomienia ok. 1100°C.  
 Dostarczany bez dodatkowej podstawy i naboju – prosimy zamawiać osobno.