



Zapasowy knot do palnika spirytusowego

Zapasowy knot do palnika spirytusowego. Polecany do palników Nr-Art. B-3574 oraz B-0115.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-3646	Zapasowy knot do palnika spirytusowego - Ø 6 mm - dł. 10 cm

Opis

Zapasowy knot do palnika spirytusowego. Polecany do palników Nr-Art. B-3574 oraz B-0115.

Średnica: 6 mm.

Długość: 10 cm.

W przypadku zamówienia kilku sztuk jednocześnie, dopuszczamy możliwość wysłania jednego odcinka o łącznej długości.

Palnik spirytusowy ze szkła sodowo-wapniowego o Nr-Art. B-3574 pokazany na zdjęciu należy zakupić osobno.