




## Strzykawki jednorazowe - końcówka typu Luer - Fisherbrand™

*fisherbrand*

Jednorazowe, trzyczęściowe strzykawki o poj. 1 ml przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego (badawczego). Pakowane indywidualnie. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	15889142	Strzykawki jednorazowe Fisherbrand™ - trzyczęściowe	1 ml	niesterylne	100 szt.

### Opis

Sterylnie jednorazowe strzykawki o poj. 1 ml o konstrukcji 3-częściowej. Przeznaczone są wyłącznie do użytku badawczego. Można je stosować z filtrami strzykawkowymi. Końcówka typu Luer. Pakowane indywidualnie. Opakowanie zawiera 100 sztuk strzykawek.

**Produkt z przekroczonym terminem sterylności.**