



## Trójnogi laboratoryjne

Trójnogi o wszechstronnym zastosowaniu, wykonane ze stali ocynkowanej bądź ze stali nierdzewnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica
	B-0205	Trójnóg ze stali ocynkowanej	90 mm
	B-0206	Trójnóg ze stali ocynkowanej	120 mm
	B-0207	Trójnóg ze stali ocynkowanej	150 mm

### Opis

Trójnogi o wszechstronnym zastosowaniu, wykonane ze stali ocynkowanej bądź ze stali nierdzewnej.

**Wysokość:** 240 mm .