



## Trójnóg ze stali szlachetnej

Trójnóg przystosowany do pracy z palnikiem laboratoryjnym. Zapewnia stabilną pozycję nad płomieniem. Podana średnica odnosi się do wewnętrznej średnicy pierścienia. Pasujące akcesoria to: np. podkładka druciana o Nr-Art.1-6080 i kolejne oraz palniki laboratoryjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys. x śr.
	1-1195	Trójnóg ze stali szlachetnej	180 x 100 mm
	1-1196	Trójnóg ze stali szlachetnej	210 x 120 mm
	1-1197	Trójnóg ze stali szlachetnej	220 x 140 mm
	1-1198	Trójnóg ze stali szlachetnej	250 x 140 mm

### Opis

Trójnóg przystosowany do pracy z palnikiem laboratoryjnym. Zapewnia stabilną pozycję nad płomieniem. Podana średnica odnosi się do wewnętrznej średnicy pierścienia. Pasujące akcesoria to: np. podkładka druciana o Nr-Art.1-6080 i kolejne oraz palniki laboratoryjne.