



## Podkładka druciana ze stali szlachetnej



Podkładka wykonana ze stali szlachetnej odpornej na wysoką temperaturę. Służy jako nakładka na trójnóg itp. podczas pracy z palnikiem laboratoryjnym. Tkanina z drutu o wyjątkowo drobnych oczkach tłumi przebijanie płomieni. Ze stabilnym obramowaniem z blachy stalowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.
	1-6776	Podkładka druciana ze stali szlachetnej	135 x 135 mm
	1-6777	Podkładka druciana ze stali szlachetnej	155 x 155 mm
	1-6778	Podkładka druciana ze stali szlachetnej	175 x 175 mm
	1-6779	Podkładka druciana ze stali szlachetnej	195 x 195 mm

### Opis

Podkładka wykonana ze stali szlachetnej odpornej na wysoką temperaturę. Służy jako nakładka na trójnóg itp. podczas pracy z palnikiem laboratoryjnym. Tkanina z drutu o wyjątkowo drobnych oczkach tłumi przebijanie płomieni. Ze stabilnym obramowaniem z blachy stalowej.