


**Wytrząsarka HS 501 digital**



Nisko profilowana wytrząsarka orbitalna doskonała do zastosowań w mikrobiologii czy przy sporządzaniu roztworów. Gwarantuje ciągłą i niezawodną pracę przy maksymalnym obciążeniu do 15 kg. Różnorodność stosowanych platform pozwala na pracę z różnymi naczyniami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1684	Wytrząsarka HS 501 digital	0025002982

**Opis**

Nisko profilowana wytrząsarka orbitalna doskonała do zastosowań w mikrobiologii czy przy sporządzaniu roztworów. Gwarantuje ciągłą i niezawodną pracę przy maksymalnym obciążeniu do 15 kg. Różnorodność stosowanych platform pozwala na pracę z różnymi naczyniami.

Wytrząsarka HS 501 digital jest dostarczana bez platformy. Prosimy wybrać jedną z platform przy składaniu zamówienia.

Akcesoria do wytrząsarki horyzontalnej KS 501 digital należy zamawiać osobno.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
<b>Ruch</b>	posuwisto-zwrotny
<b>Amplituda</b>	30 mm
<b>Dopuszczalne obciążenie</b>	15 kg
<b>Moc silnika (in/out)</b>	70/19 W

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Zasilanie</b>	230 V/50-60 Hz
<b>Dopuszczalny czas pracy</b>	ciągły
<b>Prędkości</b>	0-300 obrotów na minutę
<b>Wyświetlacz prędkości i czasu</b>	cyfrowy
<b>Wyłącznik czasowy</b>	0-56 min.
<b>Wymiary</b>	505 x 585 x 120 mm
<b>Ciężar</b>	26 kg
<b>Dopuszczalna temperatura</b>	5-50°C
<b>Dopuszczalna wilgotność</b>	80%