




## Zestaw 6 pipet Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 ze statywem

**eppendorf**

Zestaw 6 pipet Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 ze statywem karuzelowym 2. Pipety Reference<sup>®</sup> 2 charakteryzują się wysoką precyzją i dokładnością dzięki zastosowaniu poduszki powietrznej. Specjalnie zaprojektowany kształt pipet oraz ich niewielki ciężar poprawiają ergonomię pracy. Obsługa za pomocą jednego przycisku. Zwiększona wytrzymałość, dzięki zastosowaniu uchwytu ze stali nierdzewnej oraz sprężynującej osłony. Wyposażone w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych. W pełni autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5281	Zestaw 6 pipet Eppendorf Reference <sup>®</sup> 2 - ze statywem karuzelowym 2	4924-000-940

### Opis

Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 to pipety wysokiej klasy, trwałe i niezawodne. Charakteryzują się wysoką precyzją i dokładnością, dzięki zastosowaniu poduszki powietrznej. Sprężynujący stożek końcowy zwiększa natomiast odtwarzalność wyników osiągniętych przez różne osoby. Jednocześnie poprawia ergonomię, ponieważ siły przylegania końcówki są mniejsze. Pipety Reference<sup>®</sup> 2 można obsługiwać jedną ręką, za pomocą tylko jednego przycisku. Dzięki temu praca jest szybsza, a zmęczenie użytkownika zredukowane. Wyraźny sygnał dotykowy zapobiega przypadkowemu wyrzuceniu końcówki. Pipety Reference<sup>®</sup> 2 posiadają uchwyt ze stali nierdzewnej, który chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bezpieczeństwo poprawia również zastosowanie sprężynującej osłony. Funkcja regulacji tymczasowej umożliwia łatwe dopasowanie i optymalizację ustawień pipety w przypadku pipetowania cieczy innych niż woda lub w nietypowych warunkach. Powrót do ustawień fabrycznych jest prosty, nie ma konieczności pełnej kalibracji urządzenia.

Pipety Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 wyposażone są w czytelny 4-cyfrowy wskaźnik objętości. Okienko powiększające zapewnia dokładny odczyt, widoczny pod każdym kątem. Bardzo dobrze sprawdzą się do pracy w warunkach sterylnych. Oprócz tego, że urządzenia te można w całości sterylizować, to mają one wyjątkowo gładkie powierzchnie. Zapewnia to skuteczną dekontaminację.

W skład 6-paku pipet Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 wchodzi 6 pipet automatycznych o zmiennej pojemności, statyw karuzelowy 2 oraz zestaw końcówek w pudełkach. Zestaw stanowi bardzo ciekawą propozycję dla osób wyposażających laboratorium. Oferuje pipety o najpopularniejszych pojemnościach, jak również statyw, na którym bezpiecznie można przechowywać pipety.

Zakres dostawy:

- pipety Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2 o poj.:
  - 0,1 – 2,5 µl,
  - 0,5 – 10 µl,

- 2 – 20  $\mu\text{l}$  (kod barwny żółty),
- 10 – 100  $\mu\text{l}$ ,
- 20 – 200  $\mu\text{l}$ ,
- 100 – 1 000  $\mu\text{l}$
- statyw karuzelowy 2,
- 6 opakowań końcówek epT.I.P.S.<sup>®</sup> Box 2.0,
- długopis.

Pipety Reference<sup>®</sup> 2 dostępne są również w wersji jednokanałowej o [stałej](#) lub [zmiennej objętości](#), a także [8-kanałowej](#) i [12-kanałowej](#). Oprócz zestawu 6 pipet ze statywem, dostępne są również [zestawy 3 pipet Eppendorf Reference<sup>®</sup> 2](#).