




Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna VM 4 - CAT



Mała wytrząsarka z optoelektronicznym układem sterowania i okrężnym ruchem wytrząsającym. Łagodny rozruch. Praca ciągła regulowana przez zegar sterujący. Możliwość obsługi jedną ręką przez naciśnięcie platformy wytrząsającej. Odpowiednia do wytrząsania zlewek i kolb o pojemności do 100 ml. Wyposażona w uniwersalną nasadkę z otworami z tworzywa piankowego 16 x śr. 8 mm, 6 x śr. 10 mm i 4 x śr. 15 mm na mikrobuteleczki, próbówki reakcyjne i próbówki o śr. do 30 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rpm
	3-5015	Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna VM 4 o ruchu okrężnym	100 - 2800

Opis

Mała wytrząsarka z optoelektronicznym układem sterowania i okrężnym ruchem wytrząsającym. Łagodny rozruch. Praca ciągła regulowana przez zegar sterujący. Możliwość obsługi jedną ręką przez naciśnięcie platformy wytrząsającej. Odpowiednia do wytrząsania zlewek i kolb o pojemności do 100 ml. Wyposażona w uniwersalną nasadkę z otworami z tworzywa piankowego 16 x śr. 8 mm, 6 x śr. 10 mm i 4 x śr. 15 mm na mikrobuteleczki, próbówki reakcyjne i próbówki o śr. do 30 mm. Możliwość wytrząsania płytek mikrotitracyjnych.

Zakres prędkości obrotowej: 100-2800 obr./min.

Zegar sterujący: 0-60 min.