



## Naczynia transportowe Dewara - cylindryczne



Naczynia Dewara do przenoszenia i przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę, np. suchego lodu. Wyposażone w pokrywę z dwoma zaciskami sprężynowymi oraz aluminiowy uchwyt do przenoszenia. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Obudowa ze stali galwanizowanej z powłoką proszkową w kolorze niebieskim. Kształt cylindryczny. Odpowiadają normie DIN 12492.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys.zew.	Śr.zew.
	B-4107	Naczynie Dewara, typ 26 B	1 l	150 mm	100 mm
	B-4108	Naczynie Dewara, typ 27 B	2 l	170 mm	138 mm
	B-4109	Naczynie Dewara, typ 28 B	3 l	230 mm	138 mm
	B-4110	Naczynie Dewara, typ 29 B	4 l	310 mm	138 mm

### Opis

Naczynia Dewara do przenoszenia i przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę, np. suchego lodu. Wyposażone w pokrywę z dwoma zaciskami sprężynowymi oraz aluminiowy uchwyt do przenoszenia. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Obudowa ze stali galwanizowanej z powłoką proszkową w kolorze niebieskim. Kształt cylindryczny. Odpowiadają normie DIN 12492.

**W przypadku gdy naczynie ma być użytkowane do przechowywania ciekłego azotu, konieczny jest otwór o śr. ok. 2-3 mm na środku pokrywy naczynia.**