



## Naczynia Dewara półkoliste - niskie



Otwarte, płaskie naczynia przeznaczone do termostatowania kolb w kąpielach grzejnych lub chłodzących. Wkłady wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Obudowa z aluminium - antymagnetyczna, nierdzewna. Powierzchnia wewnętrzna w kształcie półkuli. Mogą być stosowane z mieszadłami magnetycznymi. Zgodne z normą DIN 12492.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys. wew.	Śr. wew.
	B-4111	Naczynie Dewara, typ SCH15CAL	260 ml	65 mm	100 mm
	B-4112	Naczynie Dewara, typ SCH18CAL	400 ml	70 mm	110 mm
	B-4113	Naczynie Dewara, typ SCH20CAL	800 ml	80 mm	138 mm
	B-4114	Naczynie Dewara, typ SCH30CAL	1600 ml	110 mm	170 mm

### Opis

Otwarte, płaskie naczynia przeznaczone do termostatowania kolb w kąpielach grzejnych lub chłodzących. Wkłady wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Obudowa z aluminium - antymagnetyczna, nierdzewna. Powierzchnia wewnętrzna w kształcie półkuli. Mogą być stosowane z mieszadłami magnetycznymi. Zgodne z normą DIN 12492.