







## Żelowe wkłady chłodzące IceCatch® Gelpack

Żelowe wkłady o znakomitych właściwościach chłodzących. Dzięki zastosowaniu immobilizowanego żelu chłodzącego charakteryzują się wysoką absorpcją ciepła. Pokrycie wykonane z solidnej folii PA/PE zapewnia trwałość i możliwość wielokrotnego użycia. Nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Waga	Szt./Op.
	B-3520	Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 90	90 x 110 x 20 mm	90 g	10 szt.
	B-3521	Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 170	90 x 150 x 20 mm	170 g	10 szt.
	B-3522	Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 230	90 x 180 x 20 mm	230 g	10 szt.
	B-3523	Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 460	140 x 190 x 30 mm	460 g	10 szt.
	B-3524	Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 690	140 x 240 x 40 mm	690 g	10 szt.
	B-3539	Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 1300	190 x 270 x 35 mm	1300 g	10 szt.

### Opis

Żelowe wkłady o znakomitych właściwościach chłodzących. Dzięki zastosowaniu immobilizowanego żelu chłodzącego charakteryzują się wysoką absorpcją ciepła. Pokrycie wykonane z solidnej folii PA/PE zapewnia trwałość i możliwość wielokrotnego użycia. Nietoksyczne.

**Podana cena dotyczy opakowania zawierającego 10 szt. wkładów chłodzących.**