



## Wytrząsarka laboratoryjna neoLab Vortex

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Bardzo wydajny wortex do probówek, z bezstopniowo nastawianą częstotliwością wytrząsania od 0 do 3200 obr./min. Urządzenie może być eksploatowane w pracy ciągłej lub w funkcji Press-to-mix. Intensywność mieszania może być regulowana odpowiednio silnym naciskiem na platformę. Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe gumowe stopki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-2020	Wytrząsarka neoLab Vortex
	1-3060	Dodatkowa nasadka na 8 probówek reakcyjnych
	1-3061	Dodatkowa nasadka na 20 probówek reakcyjnych
	7-2021	Zapasowa nasadka gumowa - część dolna (podstawa)
	7-2022	Zapasowa nasadka gumowa - część górna

### Opis

Bardzo wydajny wortex do probówek, z bezstopniowo nastawianą częstotliwością wytrząsania od 0 do 3200 obr./min. Urządzenie może być eksploatowane w pracy ciągłej lub w funkcji Press-to-mix. Intensywność mieszania może być regulowana odpowiednio silnym naciskiem na platformę. Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe gumowe stopki.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 13 x 16 x 18 cm.

**Ciężar:** 4,8 kg.

**Wyposażenie dodatkowe:** nasadki wytrząsające na 8 lub 20 probówek o pojemności 1,5/2,2 ml.

Nasadki są wyposażone w stałą płytkę do wkładania probówek oraz regulowaną płytkę zabezpieczającą naczynka.