





## Minipoduszki chłodzące

**THERMOSAFE**

Minipoduszki chłodzące mogą być używane zamiennie zamiast lodu. Wstępnie schłodzone (w temp. -90°C lub niżej) utrzymują niskie temperatury o 33% dłużej niż lód. Nie powodują wilgoci (jak w przypadku stopionego lodu). Mogą być stosowane wielokrotnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	2-2405	Mata z poduszek chłodzących	50 x 42 cm	1 szt.
	2-2406	Pojedyncze minipoduszki	3,5 x 7,5 cm	100 szt.

### Opis

Minipoduszki chłodzące mogą być używane zamiennie zamiast lodu. Wstępnie schłodzone (w temp. -90°C lub niżej) utrzymują niskie temperatury o 33% dłużej niż lód. Nie powodują wilgoci (jak w przypadku stopionego lodu). Mogą być stosowane wielokrotnie.

#### W ofercie dostępne są dwie wersje minipoduszek:

- **pojedyncze poduszki** – wypełnione cieczą chłodzącą, o wymiarach 35 x 75 mm. 100 sztuk odpowiada wypełnieniu ok. 1 l;
- **mata z poduszek chłodzących** – składająca się z 84 poduszek 35 x 75 mm, wymiary maty: szer. 42 cm i dł. 50 cm.