



Pipeta Varipette[®] 4720

eppendorf

Pipeta Varipette[®] 4720 firmy Eppendorf do pipetowania cieczy problematycznych – lepkich lub lotnych. Mechanizm oparty na wyporze bezpośrednim. Obsługa za pomocą jednej ręki. Varipette umożliwia dozowanie objętości od 1 ml do 10 ml. Doskonale sprawdzi się do pobierania cieczy z wysokich, wąskich naczyń laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-9110	Varipette [®] 4720	1-10 ml	4720-000-011

Opis

Varipette[®] 4720 to jednokanałowa pipeta mechaniczna z wyporem bezpośrednim. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w pracy z cieczami problematycznymi: lepкими, lotnymi i o wysokim ciśnieniu par nasyconych. Ciecz można pobierać i dozować w zakresie objętości od 1 ml do 10 ml. Varipette[®] 4720 posiada 4-cyfrowy wyświetlacz objętości regulowany ze skokiem co 10 µl. Dzięki temu objętość można ustawić precyzyjnie.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze. Użytkownik może szybko i dokładnie pobierać, a następnie dozować ciecz jedną ręką, nawet z dużych, wąskich i wysokich naczyń.

Pipeta dostarczana jest bez końcówek Varitips. Końcówki można zakupić osobno.