



## Końcówki Varitips<sup>®</sup> P do pipety Varipette<sup>®</sup> 4720

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Końcówki Varitips<sup>®</sup> P do pipety Varipette<sup>®</sup> 4720 pozwalają na precyzyjne pobieranie cieczy o objętości od 1 do 10 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9121	Końcówki Varitips <sup>®</sup> P	1-10 ml	0030-048-130	100 szt.

### Opis

Końcówki Varitips<sup>®</sup> P dedykowane do dozownika [Varipette<sup>®</sup> 4720](#) umożliwiają precyzyjne pobieranie i dozowanie próbek o objętości od 1 do 10 ml. Są to końcówki działające na zasadzie wyporu bezpośredniego. Dlatego sprawdzą się do pracy z roztworami wodnymi, jak również cieczami o wysokiej lepkości (np. gliceryna) lub wysokim ciśnieniu par (np. aceton, eter dietylowy). Opakowanie zawiera 100 sztuk.