




Saszetka chłodnicza z logo Biohazard

Saszetka chłodnicza z symbolem Biohazard. Zamykana na zamek błyskawiczny. Wewnątrz posiada izolację termiczną. W środku 2 pojemniki z PP o poj. 400 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-0719	Saszetka chłodnicza z logo Biohazard - z 2 pojemnikami z tworzywa sztucznego o poj. 400 ml	zielona

Opis

Saszetka chłodnicza z symbolem Biohazard. Zamykana na zamek błyskawiczny. Wewnątrz posiada izolację termiczną. W środku 2 pojemniki z PP o poj. 400 ml.

Wymiary zew. saszetki (szer. x gł. wys.): 210 x 115 x 75 mm.

Wymiary wew. pojemnika (szer. x gł. wys.): 175 x 85 x 65 mm.