



## Wytrząsarka Vortex Genie 2T



Vortex Genie 2T to doskonała i niezawodna wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Wytrząsarka dostarczana ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) i platformą wytrząsarki (śr. 75 mm). Szeroka gama dodatków do wytrząsania probówek, fiolek, zlewek i wielu innych niedużych naczyń laboratoryjnych.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa   |
|---|---------|---|
|  | K-1716  | Wytrząsarka Vortex Genie 2T (z wbudowanym zegarem sterującym) |

### Opis

Vortex Genie 2T to doskonała i niezawodna wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Wytrząsarka dostarczana ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) i platformą wytrząsarki (śr. 75 mm). Szeroka gama dodatków do wytrząsania probówek, fiolek, zlewek i wielu innych niedużych naczyń laboratoryjnych.

**Możliwe ustawienia:** 1 do 60 s (bieg interwałowy), 1 do 60 min (tryb wolnych rąk) lub praca ciągła.

**Typ ruchu:** kołowy.

**Zakres prędkość:** 600 – 2700 obrotów na minutę.

**Dopuszczalne warunki pracy (temp. i wilgotność):** od 0 °C do +38 °C i 95%.

**Wymiary/Waga:** 165 x 122 x 165 mm / 4 kg.

**Zasilanie:** 230V, 50/60 Hz.

Akcesoria do wytrząsarki Vortex Genie 2T należy zamawiać osobno.