




## Pojemnik chłodniczy

Tani i praktyczny pojemnik chłodniczy z pokrywą. Pojemność 26 l. Wytrzymały, lekki i wygodny w transporcie. Ergonomiczna rączka ze specjalnie zaprojektowaną blokadą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pokrywy. Wewnętrzna warstwa izolacyjna wykonana z bardzo dobrego materiału izolacyjnego. Pojemnik idealnie sprawdzi się przy transporcie próbek wrażliwych na ciepło.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary (wys. x szer. x gł.)
	L-0350	Pojemnik chłodniczy	26 l	42 x 40 x 31 cm

### Opis

Tani i praktyczny pojemnik chłodniczy z pokrywą. Pojemność 26 l. Wytrzymały, lekki i wygodny w transporcie. Ergonomiczna rączka ze specjalnie zaprojektowaną blokadą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pokrywy. Wewnętrzna warstwa izolacyjna wykonana z bardzo dobrego materiału izolacyjnego. Pojemnik idealnie sprawdzi się przy transporcie próbek wrażliwych na ciepło.