




## Skrzynia chłodząca ThermoSafe

Duży, przenośny pojemnik przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu szczepionek, surowic i innych próbek zgodnie z wymaganiami WHO/Unicef według standardu E4/CB4 oraz przechowywania suchego lodu. Przy użyciu 8 sztuk wcześniej schłodzonych wkładów Cool-Pack (Nr-Art. 1-1401) przez ponad 60 godzin utrzymuje się temperatura poniżej +5°C.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                         | Ciężar | Wym. zewnętrzne |
|---|---------|-------------------------------|--------|-----------------|
|  | 1-1395  | Skrzynia chłodząca ThermoSafe | 11 kg  | 55 x 38 x 36 cm |

### Opis

Duży, przenośny pojemnik przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu szczepionek, surowic i innych próbek zgodnie z wymaganiami WHO/Unicef według standardu E4/CB4 oraz przechowywania suchego lodu. Przy użyciu 8 sztuk wcześniej schłodzonych wkładów Cool-Pack (Nr-Art. 1-1401) przez ponad 60 godzin utrzymuje się temperatura poniżej +5°C. Przeciętny ubytek suchego lodu wynosi <1,5 kg/24 h. Obudowa wykonana z grubościennego polietylenu posiada izolację piankową z tworzywa sztucznego o grubości ok. 6 cm. Pokrywa umocowana na stabilnych zawiasach wyposażona jest w metalowe nakładki zamykające oraz mocny uchwyt do przenoszenia.

**Wymiary zew.:** 55 x 38 x 36 cm.

**Wymiary wew.:** 42 x 26 x 26 cm.

**Ciężar:** 11 kg.

Wkłady chłodzące Cool-Pack Typ 420 należy zamawiać osobno.