






Wanienka do lodu - mała

FOR MY LAB
neoLab[®]

Mała wanienka do lodu wykonana z polistyrenu. Charakteryzuje się doskonałą izolacją cieplną dzięki podwójnym ściankom i piance izolującej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6031	Wanienka do lodu, mała
	1-6032	Wkład aluminiowy z możliwością wywiercenia dowolnych otworów
	1-6033	Wkład aluminiowy z 2 x 7 stożkowymi otworami na probówkę 1,5 ml

Opis

Mała wanienka do lodu wykonana z polistyrenu. Charakteryzuje się doskonałą izolacją cieplną dzięki podwójnym ściankom i piance izolującej.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 140 x wys. 80 mm.

Odporność na temperaturę: -40°C do +90°C.

Pasujące wkłady aluminiowe zawieszają się na specjalnym zagłębieniu. W ofercie dostępne są wkłady aluminiowe z 14 stożkowymi otworami na probówkę 1,5 ml lub wkłady o powierzchni 125 x 30 mm z możliwością wywiercenia otworów w ilości i w rozmiarach podanych przez Zamawiającego.