





## Rotator Loopster



Rotator do delikatnego, lecz skutecznego mieszania. Nadaje się szczególnie do próbek biologicznych, np. krwi. Łatwy w czyszczeniu. Dowolna regulacja kąta nachylenia tarczy obrotowej w zakresie 0° do 90°. Mieszanie ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. Z możliwością pracy ciągłej.

**Uwaga: rotator dostarczany jest bez talerzy obrotowych. Należy je zamawiać oddzielnie.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4720	Rotator Loopster basic	0004015000
	K-4721	Rotator Loopster digital	0004016000

### Opis

Rotator do delikatnego, lecz skutecznego mieszania. Nadaje się szczególnie do próbek biologicznych, np. krwi. Łatwy w czyszczeniu. Dowolna regulacja kąta nachylenia tarczy obrotowej w zakresie 0° do 90°. Mieszanie ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. Z możliwością pracy ciągłej.

**Uwaga: rotator dostarczany jest bez talerzy obrotowych. Należy je zamawiać oddzielnie.**

Talerze obrotowe oraz zatrzaski zapasowe dostępne pod [nr art. K-4724 – K-4734](#).

### Dane techniczne

<b>Prędkość obrotowa</b>	stała, 20 obr./min.
<b>Maksymalne obciążenie</b>	2 kg
<b>Wymiary</b>	300 x 360 x 300 mm

**Masa**

3 kg

**Zasilanie**

100-240 V, 50/60 Hz