



## Kriopudełka z PC do głębokiego mrożenia - 100-miejscowe



Kriopudełka wykonane z wytrzymałego poliwęglanu (PC). Przeznaczone do krioprobówek o poj. 1,2 / 1,5 / 2,0 ml. Posiadają 100 miejsc (10 x 10) i oznakowanie alfanumeryczne w celu szybkiej identyfikacji próbek. Pokrywki są przezroczyste natomiast podstawy są dostępne w trzech kolorach. Nadają się do głębokiego mrożenia w temperaturach do -196°C. Autoklawowalne w 121°C przez 20 min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Kolor	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	B-5060	Kriopudełko z PC	100-miejscowe	czerwone	132 x 132 x 53 mm	1 szt.
	B-5061	Kriopudełko z PC	100-miejscowe	żółte	132 x 132 x 53 mm	1 szt.
	B-5062	Kriopudełko z PC	100-miejscowe	niebieskie	132 x 132 x 53 mm	1 szt.

### Opis

Kriopudełka wykonane z wytrzymałego poliwęglanu (PC). Przeznaczone do krioprobówek o poj. 1,2 / 1,5 / 2,0 ml. Posiadają 100 miejsc (10 x 10) i oznakowanie alfanumeryczne w celu szybkiej identyfikacji próbek. Pokrywki są przezroczyste natomiast podstawy są dostępne w trzech kolorach. Nadają się do głębokiego mrożenia w temperaturach do -196°C. Autoklawowalne w 121°C przez 20 min.