



Papierki lakmusowe w rolce



Papierki lakmusowe – rolka o dł. 5 m i szer. 10 mm lub opakowanie uzupełniające (3 rolki o dł. 5 m i szer. 7 mm).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Zakres pomiaru	Zmiana barwy	Rodzaj pak.	Dł. rolki
	M-3480	Papierki lakmusowe	niebieski	pH 8,0 - 5,0	niebieski-czerwony	rolka	5 m
	M-3481	Papierki lakmusowe	neutralny	pH 5,0 - 8,0	czerwony-fioletowy-niebieski	rolka	5 m
	M-3482	Papierki lakmusowe	czerwony	pH 5,0 - 8,0	czerwony-niebieski	rolka	5 m
	M-3485	Papierki lakmusowe	niebieski	pH 8,0 - 5,0	niebieski-czerwony	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3486	Papierki lakmusowe	neutralny	pH 5,0 - 8,0	czerwony-fioletowy-niebieski	opak. uzupełniające	3 x 5 m
	M-3487	Papierki lakmusowe	czerwony	pH 5,0 - 8,0	czerwony-niebieski	opak. uzupełniające	3 x 5 m

Opis

Papierki lakmusowe – niebieski, neutralny lub czerwony. Dostępny w rolkach o dł. 5 m i szer. 7 mm lub w formie opakowania uzupełniającego, zawierającego po 3 rolki o dł. 5 m i szerokości 7 mm. Niebieski papierki lakmusowy zmienia kolor z niebieskiego na czerwony przy przejściu od pH zasadowego do kwaśnego. Neutralny i czerwony papierki lakmusowy zmieniają kolor z czerwonego w środowisku kwaśnym na niebieski w środowisku alkalicznym.

W ofercie dostępne są również [papierki lakmusowe w formie książeczki](#) zawierającej 100 pasków.