



## Papierki lakmusowe w rolce



Papierki lakmusowe – rolka o dł. 5 m i szer. 10 mm lub opakowanie uzupełniające (3 rolki o dł. 5 m i szer. 7 mm).

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa              | Kolor     | Zakres pomiaru | Zmiana barwy                 | Rodzaj pak.         | Dł. rolki |
|---|---------|--------------------|-----------|----------------|------------------------------|---------------------|-----------|
|    | M-3480  | Papierki lakmusowe | niebieski | pH 8,0 - 5,0   | niebieski - czerwony         | rolka               | 5 m       |
|   | M-3481  | Papierki lakmusowe | neutralny | pH 5,0 - 8,0   | czerwony-fioletowy-niebieski | rolka               | 5 m       |
|  | M-3482  | Papierki lakmusowe | czerwony  | pH 5,0 - 8,0   | czerwony - niebieski         | rolka               | 5 m       |
|  | M-3485  | Papierki lakmusowe | niebieski | pH 8,0 - 5,0   | niebieski - czerwony         | opak. uzupełniające | 3 x 5 m   |
|  | M-3486  | Papierki lakmusowe | neutralny | pH 5,0 - 8,0   | czerwony-fioletowy-niebieski | opak. uzupełniające | 3 x 5 m   |
|  | M-3487  | Papierki lakmusowe | czerwony  | pH 5,0 - 8,0   | czerwony - niebieski         | opak. uzupełniające | 3 x 5 m   |

### Opis

Papierki lakmusowe – niebieski, neutralny lub czerwony. Dostępny w rolkach o dł. 5 m i szer. 7 mm lub w formie opakowania uzupełniającego, zawierającego po 3 rolki o dł. 5 m i szerokości 7 mm. Niebieski papierki lakmusowy zmienia kolor z niebieskiego na czerwony przy przejściu od pH zasadowego do kwaśnego. Neutralny i czerwony papierki lakmusowy zmieniają kolor z czerwonego w środowisku kwaśnym na niebieski w środowisku alkalicznym.

W ofercie dostępne są również [papierki lakmusowe w formie książeczki](#) zawierającej 100 pasków.