



## Phosphatesmo KM - papierki do oznaczeń jakościowych



Papierki do wykrywania kwaśnej fosfatazy. Mają zastosowanie m. in. w kryminalistyce, jako szybkie testy kontaktowe do wykrywania nasienia na różnego rodzaju materiałach. Zabarwienie paska na kolor fioletowy oznacza pozytywny wynik testu. Opakowanie zawiera 25 pasków testowych o wym. 15 x 30 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3755	Papierki do ozn. jakościowych Phosphatesmo KM	biały - fioletowy	25 szt.

### Opis

Papierki do wykrywania kwaśnej fosfatazy. Mają zastosowanie m. in. w kryminalistyce, jako szybkie testy kontaktowe do wykrywania nasienia na różnego rodzaju materiałach. Zabarwienie paska na kolor fioletowy oznacza pozytywny wynik testu. Opakowanie zawiera 25 pasków testowych o wym. 15 x 30 mm.