















Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH



Paski Lyphan nadają się szczególnie do pomiarów w mętnych i barwnych roztworach wodnych. Papierki impregnowane są zależnymi od pH roztworami barwnikowymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Podziałka pH	Zakres pomiaru	Szt./Op.
	3-3800	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 1,8 - 3,2	200 szt.
	3-3801	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 3,0 - 4,4	200 szt.
	3-3802	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 3,9 - 5,3	200 szt.
	3-3803	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 5,2 - 6,6	200 szt.
	3-3806	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 5,6 - 7,0	200 szt.
	3-3804	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 6,0 - 7,4	200 szt.
	3-3805	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 6,6 - 8,0	200 szt.
	3-3807	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 7,3 - 8,7	200 szt.
	3-3808	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,2 pH	pH 8,6 - 10,0	200 szt.
	3-3809	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 0,4 - 1,4	200 szt.
	3-3810	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 1,0 - 2,8	200 szt.
	3-3811	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 1,6 - 3,7	200 szt.
	3-3812	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 2,6 - 4,1	200 szt.
	3-3813	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 3,9 - 5,4	200 szt.
	3-3815	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 5,2 - 6,7	200 szt.
	3-3818	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczenia pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 6,0 - 7,5	200 szt.

	3-3816	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 6,6 - 8,1	200 szt.
	3-3817	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 7,5 - 8,7	200 szt.
	3-3819	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 8,2 - 9,7	200 szt.
	3-3820	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 8,8 - 10,0	200 szt.
	3-3821	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 9,4 - 10,3	200 szt.
	3-3822	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 10,1 - 11,3	200 szt.
	3-3823	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 10,4 - 11,6	200 szt.
	3-3826	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 3,9 - 6,9	rolka 6 m
	3-3827	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 4,9 - 7,9	rolka 6 m
	3-3828	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	0,3 pH	pH 6,9 - 9,9	rolka 6 m
	3-3825	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	1,0 pH	pH 1,0 - 11,0	rolka 6 m
	3-3829	Uniwersalne papierki wskaźnikowe do oznaczania pH, paski Lyphan	1,0 pH	pH 0,0 - 14,0	rolka 6 m

Opis

Paski Lyphan nadają się szczególnie do pomiarów w mętnych i barwnych roztworach wodnych. Papierki impregnowane są zależnymi od pH roztworami barwnikowymi.

Czułość: 0,05 pH.