



## Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką



Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 1773. Informacje na kolbach naniesione białą emalią. Oferowane w siedmiu wariantach pojemności od 50 ml do 2 litrów.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                            | Pojemność | Średnica | Wysokość |
|---|---------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
|    | S-1122  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 50 ml     | 51 mm    | 90 mm    |
|   | S-1123  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 100 ml    | 64 mm    | 105 mm   |
|  | S-1124  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 250 ml    | 85 mm    | 145 mm   |
|  | S-1125  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 300 ml    | 87 mm    | 160 mm   |
|  | S-1126  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 500 ml    | 105 mm   | 180 mm   |
|  | S-1127  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 1000 ml   | 131 mm   | 220 mm   |
|  | S-1128  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką | 2000 ml   | 166 mm   | 280 mm   |

### Opis

Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką zgodne z normą ISO 1773. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, odpornego na wysokie temperatury i większość odczynników. Gruba ściana, ciężka podstawa i wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu. Objętość nominalna, skala, duże pole opisowe oraz dodatkowe informacje znajdujące się na ścianie wykonano z odpornej chemicznie białej emalii.