



**Probówki okrągłodenne z PP - z zakrętką z HDPE  
 - samostojące - poj. 10 ml - 13 ml**



Probówki z zaokrąglonym dnem o pojemności roboczej 13 lub 10 ml wykonane z PP, stojące, w komplecie z zakrętką HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0221	Probówki okrągłodenne z PP - ze skalą i etykietą	10 ml	16 x 79 mm	bezbarwna	sterylne	worek	100 szt.	62-551-201
	J-0222	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	16 x 79 mm	bezbarwna	sterylne	worek	100 szt.	60-551-001
	J-0223	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	16 x 79 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	60-551
	J-0224	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwna	sterylne	worek	500 szt.	60-540-686
	J-0225	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	60-541-685

**Opis**

Probówki o pojemności roboczej 13 lub 10 ml wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP). Gwintowane, o zaokrąglonym dnie wewnętrznym i płaskim zewnętrznym, dzięki któremu fiolki swobodnie stoją. W zestawie z przezroczystą zakrętką wykonaną z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Możliwość stosowania w wirówkach - max RCF - **4000 x g**. Dostępne w opcji niesterylnych probówek z dołączonymi zakrętkami lub sterylnych probówek z zakrętkami już zamontowanymi. Dla probówek 10 ml J-0221 istnieje możliwość zamówienia wersji z podziałką i polem opisowym. Opakowane w zależności od produktu zawiera 100, 500 lub 1000 szt.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki stożkowodenne i płaskodenne.