



Wytrząsarka rolkowa L201 na próbówki



Nadaje się szczególnie do próbek krwi i plazmy. Gwarantuje właściwe wymieszanie dzięki równoczesnym ruchom przechylającym i wstrząsającym. Wyposażony w 14 rolek ze stali szlachetnej obracających się z prędkością 10 obr./min. Znajdują się one na platformie wstrząsającej, która porusza się tam i z powrotem przy stałej prędkości ok. 5 cykli/min. i kącie rotacji 35°. Przeznaczony dla próbek o śr. 19 mm lub większej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-3170	Rotator na próbówki

Opis

Wytrząsarka rolkowa L201 nadaje się szczególnie do próbek krwi i plazmy. Gwarantuje właściwe wymieszanie dzięki równoczesnym ruchom przechylającym i wstrząsającym. Wyposażona w 14 rolek ze stali szlachetnej (dł. 208 mm i śr. 10 mm) obracających się z prędkością 10 obr./min. Znajdują się one na platformie wstrząsającej, która porusza się tam i z powrotem przy stałej prędkości ok. 5 cykli/min. i kącie rotacji 35°. Wytrząsarka jest przeznaczona dla próbek o śr. 19 mm lub większej. W komplecie znajduje kabel zasilający.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 33 x 30 x 19 cm.

Zasilanie: 220-240 V/50 Hz.

Ciężar: 3 kg.