



## Termomikser TS-100



Termomikser TS-100 firmy Biosan to wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny służący do mieszania próbek w kontrolowanej temperaturze. Urządzenie ma możliwość pracy jako wytrząsarka (przy wyłączonej funkcji grzania) bądź jako blok grzejny (przy wyłączonej funkcji mieszania), mieszanie i grzanie może być ponadto stosowane równolegle. Termomikser posiada cyfrową kontrolę prędkości mieszania i temperatury – obie wartości są wyświetlane jednocześnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-0110	Termomikser TS-100
	K-0111	Wkład SC-20 na 20 probówek 1,5 ml
	K-0112	Wkład SC-24 na 24 probówki 2 ml
	K-0113	Wkład SC-18 na 20 probówek 0,5 ml oraz 12 probówek 1,5 ml
	K-0114	Wkład SC-18/02 na 20 probówek 0,2 ml oraz 12 probówek 1,5 ml
	K-0115	Wkład SC-24N na 24 probówki 1,5 ml
	K-0116	Wkład SC-96A na 1 płytke 96-dołkową

### Opis

Termomikser TS-100 firmy Biosan to wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny służący do mieszania próbek w kontrolowanej temperaturze. Urządzenie ma możliwość pracy jako wytrząsarka (przy wyłączonej funkcji grzania) bądź jako blok grzejny (przy wyłączonej funkcji mieszania), mieszanie i grzanie może być ponadto stosowane równolegle. Termomikser posiada cyfrową kontrolę prędkości mieszania i temperatury – obie wartości są wyświetlane jednocześnie. Urządzenie szybko osiąga ustaloną prędkość mieszania. Funkcja kalibracji temperatury umożliwia kompensację różnic w przypadku stosowania probówek różnych producentów.

Wkłady na probówki należy zakupić osobno.

#### Dane techniczne:

**Amplituda:** 2 mm.

**Zakres prędkości:** 250 - 1400 obr./min.

**Timer cyfrowy:** 1 min - 96 godz.

**Zakres regulacji temperatury:** +25°C do +100°C.

**Zakres kontroli temperatury:** 5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C.

**Wymiary:** 205 x 230 x 130 mm.

**Ciężar:** 4 kg.