




## Adaptory 25 ml do Eppendorf SmartBlock 50 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Adapter na próbki stożkowodenne o poj. 25 ml do Eppendorf SmartBlock 50 ml (K-5018). Zestaw zawiera 4 adaptory oraz narzędzie do ich wyjmowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-5033	Adapter do probówek Eppendorf 25 ml	4 szt.

### Opis

Adapter przeznaczony do probówek stożkowodennych Eppendorf Conical Tubes o poj. 25 ml ( [z zakrętką](#) lub [z pokrywką SnapTec](#)). Umożliwia on ich dopasowanie do Eppendorf SmartBlock 50 ml ([K-5018](#)). Dzięki temu próbki mogą być termostatowane w Eppendorf ThermoMixer™ C ([K-5106](#)) lub ThermoStat™ C ([K-5107](#)).

Zestaw zawiera 4 adaptory oraz narzędzie do ich wyjmowania.