
















Wymienne wkłady SmartBlock™ do termomikserów



Wkłady SmartBlock™ do termomikserów Eppendorf ThermoMixer™ C i ThermoStat™ C przeznaczone są na probówki o pojemnościach od 0,5 do 2,0 ml, płytki mikrolitrowe oraz płytki PCR 96- i 384-dołkowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	W zestawie	Nr producenta
	K-5013	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	0,5 ml	24 miejsca	Transfer Rack	5361-000-031
	K-5014	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	1,5 ml	24 miejsca	Transfer Rack	5360-000-038
	K-5015	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	2,0 ml	24 miejsca	Transfer Rack	5362-000-035
	K-5016	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	5,0 ml	8 miejsc	-	5309-000-007
	K-5017	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	15 ml	8 miejsc	-	5366-000-021
	K-5018	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	50 ml	4 miejsca	-	5365-000-028
	K-5019	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	śr. 12 mm	24 miejsca	-	5364-000-024
	K-5020	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówkę	1,5-2,0 ml typu cryo	24 miejsca	-	5367-000-025
	K-5021	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką mikrolitrową lub Deepwell	1 miejsce	pokrywka	5363-000-039
	K-5022	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką PCR 96-dołkową	1 miejsce	pokrywka	5306-000-006
	K-5023	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką PCR 384-dołkową	1 miejsce	pokrywka	5307-000-000
	K-5024	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką Deepwell 96/500 µl	1 miejsce	pokrywka	5316-000-004
	K-5025	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką Deepwell 96/1000 µl	1 miejsce	pokrywka	5310-000-002

Opis

Wkłady SmartBlock™ do termomikserów Eppendorf ThermoMixer™ C i ThermoStat™ C przeznaczone są na probówki o pojemnościach od 0,5 do 2,0 ml, płytki mikrolitrowe oraz płytki PCR 96- i 384-dołkowe.