

Homogenizator ze stali szlachetnej



Homogenizator ze stali szlachetnej. Przeznaczony do homogenizacji komórek, tkanek lub próbek żywności. Idealnie dopasowany do probówek Eppendorf Safe-Lock. Pasuje również do innych stożkowych probówek reakcyjnych. Wykonany w jednej części. Polerowany. Łatwy do utrzymania w czystości. Nadaje się do zastosowań PCR. Trzonek i stożek z przewężeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla probówek	Dł. całk.	Długość części chwytnej	Trzonek	Stożek
	6-1061	Homogenizator ze stali szlach.	0,5 ml	94 mm	60 mm	dł. 26,3 mm 6,0 do 3,0 mm	dł. 10,0 mm 6,0 do 2,9 mm
	6-1062	Homogenizator ze stali szlach.	1,5 ml	124 mm	69 mm	dł. 40,0 mm 7,9 do 3,5 mm	dł. 17,0 mm 7,9 do 3,5 mm
	6-1063	Homogenizator ze stali szlach.	2,0 ml	120 mm	67 mm	dł. 40,0 mm 8,0 do 3,5 mm	dł. 11,2 mm 8,6 do 1,7 mm

Opis

Homogenizator ze stali szlachetnej. Przeznaczony do homogenizacji komórek, tkanek lub próbek żywności. Idealnie dopasowany do probówek Eppendorf Safe-Lock. Pasuje również do innych stożkowych probówek reakcyjnych. Wykonany w jednej części. Polerowany. Łatwy do utrzymania w czystości. Nadaje się do zastosowań PCR. Trzonek i stożek z przewężeniem.

Zakres temperatur: od -196°C do +200°C.