



## Probówki płaskodenne z PP - z zakrętką z PP i uszczelką O-ring - poj. 8 ml



Probówki płaskodenne o pojemności 8 ml wykonane z PP w zestawie z zakrętką z PP i uszczelką typu o-ring z EPDM.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0345	Probówki płaskodenne z PP	8 ml	16,5 x 57 mm	bezbarna	niesterylne	worek	1000 szt.	60-542-007

### Opis

Probówki z płaskim dnem firmy Sarstedt o pojemności roboczej 8 ml wykonane z polipropylenu (PP). W zestawie z przezroczystą polipropylenową (PP) zakrętką i uszczelką typu o-ring wykonaną z EPDM. Wykorzystanie kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) zapewnia bardzo dobre uszczelnienie próbki, które sprawdzi się np. przy przechowywaniu materiału zakaźnego. Probówki płaskodenne Sarstedt można stosować w wirówkach przy maks. RCF **4000 x g**. Można je również sterylizować w 121°C. Opakowanie zawiera 1000 sztuk.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i stożkowodenne.