















Probówki płaskodenne - z zakrętką - poj. 5 ml - 120 ml



Probówki z płaskim dnem o pojemności roboczej od 5 ml do 120 ml wykonane z PP lub PS, w komplecie z zakrętką wykonaną z PP lub HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0331	Probówki płaskodenne z PP - z etykietą	5 ml	16,5 x 57 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	63-542-709
	J-0332	Probówki płaskodenne z PP	7 ml	13 x 82 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	60-550-050
	J-0333	Probówki płaskodenne z PP	8 ml	16,5 x 57 mm	bezbarwna	sterylne	worek	100 szt.	60-542-024
	J-0334	Probówki płaskodenne z PP	8 ml	16,5 x 57 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	60-542
	J-0335	Probówki płaskodenne z PS	25 ml	27 x 54 mm	żółta	sterylne	worek	50 szt.	60-9922-115
	J-0336	Probówki płaskodenne z PS	25 ml	27 x 54 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	250 szt.	60-9922-113
	J-0337	Probówki płaskodenne z PP - ze skalą	40 ml	28,5 x 85 mm	bezbarwna	sterylne	worek	50 szt.	62-555-001
	J-0338	Probówki płaskodenne z PP - ze skalą	40 ml	28,5 x 85 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	50 szt.	62-555
	J-0339	Probówki płaskodenne z PP	60 ml	28,5 x 126 mm	bezbarwna	sterylne	worek	25 szt.	60-596-001
	J-0340	Probówki płaskodenne z PP	60 ml	28,5 x 126 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	50 szt.	60-596
	J-0341	Probówki płaskodenne z PP	120 ml	42 x 114 mm	bezbarwna	sterylne	worek	25 szt.	60-597-001
	J-0342	Probówki płaskodenne z PP	120 ml	42 x 114 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	50 szt.	60-597

Opis

Probówki płaskodenne firmy Sarstedt o pojemności roboczej od 5 ml do 120 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu

(PP) – sterylne lub niesterylne, z możliwością autoklawowania w temperaturze do 121°C. W zestawie z zakrętką wykonaną z PP lub HDPE.

Probówki o poj. 5 ml (J-0331) posiadają białą etykietę opisową z czarnym nadrukiem. Naczynka o pojemności 5-8 ml (J-0331-J-0334) można wirować z maks. RCF **4000 x g**. Probówki płaskodenne Sarstedt o pojemności 25 ml wykonane są z przezroczystego polistyrenu (PS). W zestawie z zakrętkami z HDPE w kolorze żółtym (J-0335 – sterylne) lub przezroczystym (J-0336 – niesterylne). W odróżnieniu od pozostałych modeli, probówki z płaskim dnem o poj. 40 ml (J-0337 oraz J-0338) mają wytłoczoną skalę do 30 ml. Modele probówek płaskodennych Sarstedt o największych pojemnościach – 60 ml oraz 120 ml, mają w zestawie z zakrętki wykonane z PP. Pozostałe warianty dostarczane są z zakrętkami z HDPE.

Probówki J-0333 (8 ml), J-0335 (25 ml), J-0337 (40ml), J-0339 (60 ml), J-0341 (120 ml) mają już nakręconą zakrętkę.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i stożkowodenne.