



**Probówki płaskodenne z PS - z korkiem push-cap  
 - poj. 7 ml**



Sterylnie probówki o płaskim dnie i pojemności 7 ml wykonane z PS, w komplecie z korkiem typu push cap.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0365	Probówki płaskodenne z PS	7 ml	16 x 50 mm	przeźroczysta	sterylne	worek	100 szt.	58-485-001

**Opis**

Przezroczyste probówki z płaskim dnem Sarstedt są sterylizowane radiacyjnie. Mają wysokość 50 mm i średnicę wewnętrzną 16 mm. Ich pojemność robocza wynosi 7 ml. Wykonane są z polistyrenu (PS), który jest materiałem o wysokiej przejrzystości. Każda z płaskodennych probówek Sarstedt zamknięta jest wciskaną zatyczką wykonaną z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Probówki można wirować z max RCF **2500 x g**. Spełniają one również wymagania uszczelnienia przy 0,6 bara przez 10 min. Pakowane w worki po 100 szt.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i stożkowodenne.