

Pipeta BagPipet[®]



interscience

Automatyczna pipeta BagPipet[®] nastawna na 0,1, 0,9 i 1,0 ml. Pipeta współdziała z końcówkami sterylnymi BagTips[®] (Nr-Art. K-1088 i K-1089) przystosowanymi do pobierania próbek produktów spożywczych i mlecznych. Kształt słomki umożliwia łatwe pobranie lepkich, niejednorodnych produktów i eliminuje ryzyko zatkania końcówki pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1087	Automatyczna pipeta BagPipet [®]	251-091

Opis

Automatyczna pipeta BagPipet[®] nastawna na 0,1, 0,9 i 1,0 ml. Pipeta jest kompatybilna z jednorazowymi, sterylnymi końcówkami typu **BagTips[®]**. Praca z pipetami BagPipet jest łatwa i wygodna dzięki ich lekkiej, ergonomicznej konstrukcji. Pipeta BagPipet jest autoklawowalna i kalibrowana zgodnie z GLP, pozwala to na pobór prób bez ryzyka kontaminacji. Końcówki do pipety BagPipet są zaprojektowane do poboru próbek substancji gęstych, lepkich i niejednorodnych np. produktów spożywczych.

[Więcej informacji na temat worków i innych produktów firmy Interscience – kliknij.](#)