




**Korki z HDPE zapobiegające parowaniu - do probówek S-Monovette o śr. 15 mm**



Przeźroczyste korki z PE odpowiednie do probówek S-Monovette o średnicy 15 mm, zapobiegające parowaniu, wyprodukowane przez firmę Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Do probówek	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0527	Korki z HDPE do S-Monovette	bezbarwny	S-Monovette śr. 15 mm	65-648	1000 szt.

**Opis**

Korki zapobiegające parowaniu, przeźroczyste, pasujące do systemu pobierania krwi S-Monovette firmy Sarstedt. Wykonane z polietylenu (PE), odpowiednie dla probówek o średnicy 15 mm. Higieniczne i wygodne w użyciu, zabezpieczają próbki przed parowaniem i zanieczyszczeniem. Opakowanie zawiera 1000 szt.