



**Korki uniwersalne z LDPE - do próbek o śr. 12-17 mm i S-Monovette o śr. 13 mm**



Uniwersalne korki archiwizacyjne wykonane z LDPE do zamykania próbek o średnicach w zakresie 12-17 mm. Wyprodukowane przez firmę Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Do próbek	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0521	Korki z LDPE	bezbarny	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65-1379	1000 szt.
	J-0522	Korki z LDPE	czerwony	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65-1379-002	1000 szt.
	J-0523	Korki z LDPE	żółty	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65-1379-004	1000 szt.
	J-0524	Korki z LDPE	niebieski	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65-1379-006	1000 szt.

**Opis**

Korki uniwersalne do systemu pobierania krwi S-Monovette o średnicy 13 mm oraz próbek o śr. 12-17 mm. Zatyczki wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), dostępne w 4 kolorach: przezroczysty (J-0521), czerwony (J-0522), żółty (J-0523), niebieski (J-0524). Dwie różne pozycje zatyczki (normalna lub do góry dnem) sprawiają, że mogą one służyć do zabezpieczania przed parowaniem i zanieczyszczeniem próbek przechowywanych w probówkach o średnicy od 12 mm do 17 mm.